

**Seller Discount**  
On all products

Time left until promotion ends: 7d 0h 0m

[Shop Now](#) ▶



All details, please check it as coupon.

### صور مفصلة

## الرقمية المحمولة باليد عالية الدقة ترمومتر الجبهة الأشعة تحت الحمراء عدم الاتصال

- °F نطاق الجسم: 32 °C ~ 42.9 °C , 85.9 °F ~ 109.2 °F
- الهدف: 0 °C ~ 100 °C , 32 °F ~ 212 °F -
- الدقة - الجسم: ± 0.2 °C / ± 0.4 °F
- الهدف: ± 1.0 °C / ± 1.8 °F
- القرار: 0.1 °C / °F
- 95 ~ °F 50) °C 35 ~ °C 10 (RH≤85% حالة العمل:
- 131 ~ °F 4-) °C 55 ~ °C 20- (RH≤93% حالة التخزين:
- مزود الطاقة: DC 3V 2pcs AAA Batteries
- (Vمؤشر مستوى الطاقة: إشارة لمستوى طاقة منخفض (□) 2.5
- الذاكرة: استدعاء تلقائي لذاكرة 32
- بإضاءة خلفية LCD الشاشة: شاشة
- مقياس القراءة: مئوية أو فهرنهايت
- إغلاق تلقائي: في 18 ثانية
- قياس الوقت: 0.5 ثانية

A cold fever early know A second temperature measurement Care for the baby

## Non-contact infrared forehead thermometer

**Fast Accurate**

*Rapid temperature Care for the baby*



## Can measure the human body, object, indoor temperature

MORE THAN JUST MEASURING TEMPERATURE




**Water temperature**



**Milk temperature**



**Food temperature**



**Room temperature**

/

# Mercury unexpected harm you

It is very important to choose a good thermometer



**The disadvantage of mercury**

# Measurement accuracy

ACCURATE MEASUREMENT IS THE STANDARD

## Baby thermometer features:

**Screen:** The large screen reading

**Fast:** 1 second rapid temperature

**Security:** Avoid cross infection

**Accurate:** Precise measurement

**Backlight:** Three color backlighting at night





# Three color backlighting

Child/adult body temperature gun

Normal body temperature  
32.0°C~37.5°C

Slight fever  
37.6°C~38.5°C

High body temperature  
38.6°C~42.9°C



# Product features

THE PRODUCT FEATURES



01

**Rapid measurement**

**Accurate error-free**

**A second rapid temperature measurement  
Infrared temperature measurement sensors**



**No need contact**

02

# Chip accurate

Automatic measurement. Accurate measurement





03

## Non-contact measurement

Don't need to contact, clean and health, avoid cross infection and fast measurement to solve the problem baby love moving



04

## Human body engineering

Human body engineering design,  
strengthen his hand grip handle experience,  
and be convenient to measure



# Three color optional

THREE COLOR OPTIONAL



# Product parameters

## PRODUCT PARAMETERS



Range	Body	32°C~42.9°C,85.9°F~109.2°F
	Object	0°C~100°C,32°F~212°F
Accuracy	Body	±0.2°C/±0.4°F
	Object	±1.0°C/±1.8°F
Resolution	0.1°C/°F	
Working condition	10°C~35°C (50°F~95°F) RH≤85%	
Storage condition	-20°C~55°C (-4°F~131°F) RH≤93%	
Power supply	D.C. 3V 2pcs AAA Batteries	
Power level indicator	Indication for low power level (<2.5V)	
Memory	Automatic recall of 32 memories	
Display	LCD back-lit display	
Reading scale	Celsius or Fahrenheit	
Automatic shut off	In 18 seconds	
Measuring time	0.5 seconds	

# Product analysis

PRODUCT ANALYSIS



## Product analysis



### Accurate probe

Accurate temperature measuring probe. Measurement accuracy. Little error



### Backlit display

Backlit design, temperature can also clearly see in the night for baby, and grandma and grandpa can see without glasses.



### PP material

Environmental protection PP material lets you use the product is safe and assured.



### One-click button

One-click boot measurement button





# Infrared forehead temperature gun

## Care for your family





## المشاكل الشائعة

### 1. هل منتج أو شركة تجارية؟

بالطبع ، نحن مصنع محترف مع أكثر من 19 عامًا من الخبرة

### 2. هل يمكنني تقديم عينات مجانية؟ وقت الحصول على العينات

عندما تتعاون للمرة الأولى ، ستتحمل رسوم عينة صغيرة لبناء المشروع. سيتم إرجاع طلبك بعد التأكيد. يمكنك إرسال عينات في غضون 5 أيام.

### ما هي شروط الدفع؟

إيداع 30% ، رصيد 70% من نسخة من بوليصة الشحن: T / T

### كم من الوقت يستغرق لإنتاج؟

في غضون 25-35 يومًا بعد تأكيد الطلب: ETD

### 5. كيف ندير جودة المصنع؟

1. AQL 2.5 // 4.0 من الموافقة على كل مادة حتى نهاية المظلة ، لدينا رقابة صارمة على الجودة. بشكل عام ، انظر 1. تمت الموافقة على عينات من قبل الموردين قبل الإنتاج. ننفذ رقابة صارمة على الجودة عبر الإنترنت في كل خطوة من خطوات الإنتاج.

لفحص المنتج عشوائيًا وإرسال التقرير AQL ثالثًا. عندما يتم تعبئة السلعة في الصندوق ، ستستخدم مراقبة الجودة لدينا



**LOTUS UMBRELLA**

شاوشينغ لوتس المطلة المحدودة

Mob //Whathat 0086 13335917698

فاني تشاو

[انقر هنا واحصل على عينة مجانية الآن](#)