

Seller Discount
On all products

Time left until promotion ends: 7d 0h 0m

[Shop Now](#) ▶



All details, please check it as coupon.

صور مفصلة

الجين الرقمي الطبي عدم الاتصال ترمومتر الأشعة تحت ce fda في المخزون الحمراء

- °F نطاق الجسم: 32 °C ~ 42.9 °C , 85.9 °F ~ 109.2 °F
- الهدف: 0 °C ~ 100 °C , 32 °F ~ 212 °F -
- الدقة - الجسم: ± 0.2 °C / ± 0.4 °F
- الهدف: ± 1.0 °C / ± 1.8 °F
- القرار: 0.1 °C / °F
- 95 ~ °F 50) °C 35 ~ °C 10 (°F حالة العمل: RH≤85%
- 131 ~ °F 4-) °C 55 ~ °C 20- (°F حالة التخزين: RH≤93%
- مزود الطاقة: DC 3V 2pcs AAA Batteries
- (Vمؤشر مستوى الطاقة: إشارة لمستوى طاقة منخفض (□) 2.5
- الذاكرة: استدعاء تلقائي لذاكرة 32
- بإضاءة خلفية LCD الشاشة: شاشة
- مقياس القراءة: مئوية أو فهرنهايت
- إغلاق تلقائي: في 18 ثانية
- قياس الوقت: 0.5 ثانية

A cold fever early know A second temperature measurement Care for the baby

Non-contact infrared forehead thermometer

Fast Accurate

Rapid temperature Care for the baby



Can measure the human body, object, indoor temperature

MORE THAN JUST MEASURING TEMPERATURE




Water temperature



Milk temperature



Food temperature



Room temperature

/

Mercury unexpected harm you

It is very important to choose a good thermometer



The disadvantage of mercury

Measurement accuracy

ACCURATE MEASUREMENT IS THE STANDARD

Baby thermometer features:

Screen: The large screen reading

Fast: 1 second rapid temperature

Security: Avoid cross infection

Accurate: Precise measurement

Backlight: Three color backlighting at night



Three color backlighting

Child/adult body temperature gun

Normal body temperature
32.0°C~37.5°C

Slight fever
37.6°C~38.5°C

High body temperature
38.6°C~42.9°C



Product features

THE PRODUCT FEATURES



01

Rapid measurement

Accurate error-free

**A second rapid temperature measurement
Infrared temperature measurement sensors**



No need contact

02

Chip accurate

Automatic measurement. Accurate measurement



03

Non-contact measurement

Don't need to contact, clean and health, avoid cross infection and fast measurement to solve the problem baby love moving



04

Human body engineering

Human body engineering design,
strengthen his hand grip handle experience,
and be convenient to measure



Three color optional

THREE COLOR OPTIONAL



Product parameters

PRODUCT PARAMETERS



Range	Body	32°C~42.9°C,85.9°F~109.2°F
	Object	0°C~100°C,32°F~212°F
Accuracy	Body	±0.2°C/±0.4°F
	Object	±1.0°C/±1.8°F
Resolution	0.1°C/°F	
Working condition	10°C~35°C (50°F~95°F) RH≤85%	
Storage condition	-20°C~55°C (-4°F~131°F) RH≤93%	
Power supply	D.C. 3V 2pcs AAA Batteries	
Power level indicator	Indication for low power level (<2.5V)	
Memory	Automatic recall of 32 memories	
Display	LCD back-lit display	
Reading scale	Celsius or Fahrenheit	
Automatic shut off	In 18 seconds	
Measuring time	0.5 seconds	

Product analysis

PRODUCT ANALYSIS



Product analysis



Accurate probe

Accurate temperature measuring probe. Measurement accuracy. Little error



Backlit display

Backlit design, temperature can also clearly see in the night for baby, and grandma and grandpa can see without glasses.



PP material

Environmental protection PP material lets you use the product is safe and assured.



One-click button

One-click boot measurement button



Infrared forehead temperature gun

Care for your family





المشاكل الشائعة

1. هل منتج أو شركة تجارية؟

بالطبع ، نحن مصنع محترف مع أكثر من 19 عامًا من الخبرة

2. هل يمكنني تقديم عينات مجانية؟ وقت الحصول على العينات

عندما تتعاون للمرة الأولى ، ستتحمل رسوم عينة صغيرة لبناء المشروع. سيتم إرجاع طلبك بعد التأكيد. يمكنك إرسال عينات في غضون 5 أيام.

ما هي شروط الدفع؟

إيداع 30% ، رصيد 70% من نسخة من بوليصة الشحن: T / T

كم من الوقت يستغرق لإنتاج؟

في غضون 25-35 يومًا بعد تأكيد الطلب: ETD

5. كيف ندير جودة المصنع؟

1. AQL 2.5 // 4.0 من الموافقة على كل مادة حتى نهاية المظلة ، لدينا رقابة صارمة على الجودة. بشكل عام ، انظر 1. تمت الموافقة على عينات من قبل الموردين قبل الإنتاج. ننفذ رقابة صارمة على الجودة عبر الإنترنت في كل خطوة من خطوات الإنتاج.

لفحص المنتج عشوائيًا وإرسال التقرير AQL ثالثًا. عندما يتم تعبئة السلعة في الصندوق ، ستستخدم مراقبة الجودة لدينا



LOTUS UMBRELLA

شاوشينغ لوتس المطلة المحدودة

Mob //Whathat 0086 13335917698

فاني تشاو

[انقر هنا واحصل على عينة مجانية الآن](#)