


## descuento

---

**Seller Discount**  
On all products

Time left until promotion ends: 7d 0h 0m  
[Shop Now](#) ▶



All details, please check it as coupon.

---

## Fotos detalladas

---

### **Fabricante médico saludable sin contacto termómetro infrarrojo digital termómetros de frente de bebé**

Rango -Cuerpo: 32 °C ~ 42.9 °C, 85.9 °F ~ 109.2 °F

-Objeto: 0 °C ~ 100 °C, 32 °F ~ 212 °F

Precisión -Cuerpo: ± 0.2 °C / ± 0.4 °F

-Objeto: ± 1.0 °C / ± 1.8 °F

Resolución: 0.1 °C / °F

Condiciones de trabajo: 10 °C ~ 35 °C (50 °F ~ 95 °F) RH≤85%

Condición de almacenamiento: -20 °C ~ 55 °C (-4 °F ~ 131 °F) RH≤93%

Fuente de alimentación: D.C.3V 2pcs AAA Batteries

Indicador de nivel de potencia: Indicación de bajo nivel de potencia (□ 2.5V)

Memoria: recuperación automática de 32 memorias

Pantalla: pantalla LCD retroiluminada

Escala de lectura: Celsius o Fahrenheit

Apagado automático: en 18 segundos

Tiempo de medición: 0.5 segundos

A cold fever early know A second temperature measurement Care for the baby

# Non-contact infrared forehead thermometer

**Fast Accurate**

*Rapid temperature Care for the baby*



## Can measure the human body, object, indoor temperature

MORE THAN JUST MEASURING TEMPERATURE



**Water temperature**



**Milk temperature**



**Food temperature**



**Room temperature**

/

# Mercury unexpected harm you

It is very important to choose a good thermometer



**The disadvantage of mercury**

# Measurement accuracy

ACCURATE MEASUREMENT IS THE STANDARD

## Baby thermometer features:

**Screen:** The large screen reading

**Fast:** 1 second rapid temperature

**Security:** Avoid cross infection

**Accurate:** Precise measurement

**Backlight:** Three color backlighting at night





# Three color backlighting

Child/adult body temperature gun

Normal body temperature  
32.0°C~37.5°C

Slight fever  
37.6°C~38.5°C

High body temperature  
38.6°C~42.9°C



# Product features

THE PRODUCT FEATURES



01

**Rapid measurement**

**Accurate error-free**

**A second rapid temperature measurement  
Infrared temperature measurement sensors**



**No need contact**

02

# Chip accurate

Automatic measurement. Accurate measurement





03

## Non-contact measurement

Don't need to contact, clean and health, avoid cross infection and fast measurement to solve the problem baby love moving



04

## Human body engineering

Human body engineering design,  
strengthen his hand grip handle experience,  
and be convenient to measure



# Three color optional

THREE COLOR OPTIONAL



# Product parameters

## PRODUCT PARAMETERS



Range	Body	32°C~42.9°C,85.9°F~109.2°F
	Object	0°C~100°C,32°F~212°F
Accuracy	Body	±0.2°C/±0.4°F
	Object	±1.0°C/±1.8°F
Resolution		0.1°C/°F
Working condition		10°C~35°C (50°F~95°F) RH≤85%
Storage condition		-20°C~55°C (-4°F~131°F) RH≤93%
Power supply		D.C. 3V 2pcs AAA Batteries
Power level indicator		Indication for low power level (<2.5V)
Memory		Automatic recall of 32 memories
Display		LCD back-lit display
Reading scale		Celsius or Fahrenheit
Automatic shut off		In 18 seconds
Measuring time		0.5 seconds

# Product analysis

PRODUCT ANALYSIS



## Product analysis



### Accurate probe

Accurate temperature measuring probe. Measurement accuracy. Little error



### Backlit display

Backlit design, temperature can also clearly see in the night for baby, and grandma and grandpa can see without glasses.



### PP material

Environmental protection PP material lets you use the product is safe and assured.



### One-click button

One-click boot measurement button





# Infrared forehead temperature gun

Care for your family



Embalaje y transporte



## Problemas comunes

### 1. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?

Por supuesto, somos un fabricante profesional con más de 19 años de experiencia.

### 2. ¿Puedo proporcionar muestras gratis? Tiempo de muestreo

Cuando coopere por primera vez, cobrará una pequeña tarifa de muestra para construir el proyecto. Su pedido será devuelto después de la confirmación. Puede enviar muestras dentro de los 5 días.

### ¿Cuáles son las condiciones de pago?

T / T: depósito del 30%, balance del 70% de la copia del conocimiento de embarque

### ¿Cuánto tiempo lleva producir?

ETD: dentro de 25-35 días después de confirmar el pedido

### 5. ¿Cómo podemos gestionar la calidad de la fábrica?

I. Desde la aprobación de cada material hasta el final del paraguas, tenemos un estricto control de calidad. Generalmente, vea AQL 2.5 // 4.0

B. Las muestras son aprobadas por los proveedores antes de la producción. Llevamos a cabo un estricto control de calidad en línea en cada paso de la producción.

III. Cuando el artículo se empaca en la caja, nuestro control de calidad usará AQL para inspeccionar al azar el producto y enviar el informe.



**LOTUS UMBRELLA**

Shaoxing Lotus Umbrella Co., Ltd

Mob./Wechat 0086 13335917698

Fannie Zhao

[Haga clic aquí y obtenga nuestra muestra gratis ahora](#)