


## korting


---



**Seller Discount**  
On all products

Time left until promotion ends: 7d 0h 0m  
[Shop Now](#) ▶





All details, please check it as coupon.

---

## Gedetailleerde foto's

---

### **Huishoudelijke medische elektronische thermometer, contactloze infrarood voorhoofdthermometer**

Bereik - Lichaam: 32 °C ~ 42,9 °C, 85,9 °F ~ 109,2 °F

-Object: 0 °C ~ 100 °C, 32 °F ~ 212 °F

Nauwkeurigheid - Lichaam: ± 0,2 °C / ± 0,4 °F

-Object: ± 1,0 °C / ± 1,8 °F

Resolutie: 0,1 °C / °F

Werkconditie: 10 °C ~ 35 °C (50 °F ~ 95 °F) RH ≤ 85%

Opslagconditie: -20 °C ~ 55 °C (-4 °F ~ 131 °F) RH ≤ 93%

Voeding: DC 3V 2st AAA-batterijen

Indicator vermogensniveau: Indicatie voor laag energieniveau (□ 2,5 V)

Geheugen: automatisch oproepen van 32 geheugens

Display: LCD-scherm met achtergrondverlichting

Afleesschaal: Celsius of Fahrenheit

Automatische uitschakeling: binnen 18 seconden

Meettijd: 0,5 seconden

A cold fever early know A second temperature measurement Care for the baby

## Non-contact infrared forehead thermometer

**Fast Accurate**

*Rapid temperature Care for the baby*



## Can measure the human body, object, indoor temperature

MORE THAN JUST MEASURING TEMPERATURE




**Water temperature**



**Milk temperature**



**Food temperature**



**Room temperature**

/

# Mercury unexpected harm you

It is very important to choose a good thermometer



**The disadvantage of mercury**

# Measurement accuracy

ACCURATE MEASUREMENT IS THE STANDARD

## Baby thermometer features:

**Screen:** The large screen reading

**Fast:** 1 second rapid temperature

**Security:** Avoid cross infection

**Accurate:** Precise measurement

**Backlight:** Three color backlighting at night





# Three color backlighting

Child/adult body temperature gun

Normal body temperature  
32.0°C~37.5°C

Slight fever  
37.6°C~38.5°C

High body temperature  
38.6°C~42.9°C



# Product features

THE PRODUCT FEATURES



01

**Rapid measurement**

**Accurate error-free**

**A second rapid temperature measurement  
Infrared temperature measurement sensors**



**No need contact**

02

# Chip accurate

Automatic measurement. Accurate measurement





03

## Non-contact measurement

Don't need to contact, clean and health, avoid cross infection and fast measurement to solve the problem baby love moving



04

## Human body engineering

Human body engineering design,  
strengthen his hand grip handle experience,  
and be convenient to measure



# Three color optional

THREE COLOR OPTIONAL



# Product parameters

## PRODUCT PARAMETERS



Range	Body	32°C~42.9°C,85.9°F~109.2°F
	Object	0°C~100°C,32°F~212°F
Accuracy	Body	±0.2°C/±0.4°F
	Object	±1.0°C/±1.8°F
Resolution	0.1°C/°F	
Working condition	10°C~35°C (50°F~95°F) RH≤85%	
Storage condition	-20°C~55°C (-4°F~131°F) RH≤93%	
Power supply	D.C. 3V 2pcs AAA Batteries	
Power level indicator	Indication for low power level (<2.5V)	
Memory	Automatic recall of 32 memories	
Display	LCD back-lit display	
Reading scale	Celsius or Fahrenheit	
Automatic shut off	In 18 seconds	
Measuring time	0.5 seconds	

# Product analysis

PRODUCT ANALYSIS



## Product analysis



### Accurate probe

Accurate temperature measuring probe. Measurement accuracy. Little error



### Backlit display

Backlit design, temperature can also clearly see in the night for baby, and grandma and grandpa can see without glasses.



### PP material

Environmental protection PP material lets you use the product is safe and assured.



### One-click button

One-click boot measurement button





# Infrared forehead temperature gun

## Care for your family



Verpakking en transport



## Veel voorkomende problemen

### 1. bent u een fabrikant of een handelonderneming?

Natuurlijk zijn wij een professionele fabrikant met meer dan 19 jaar ervaring.

### 2. Kan ik gratis monsters leveren? Bemonsteringstijd

Wanneer u voor het eerst meewerkt, brengt u een kleine monsterprijs in rekening om het project te bouwen. Na bevestiging wordt uw bestelling geretourneerd. U kunt binnen 5 dagen monsters sturen.

### Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

T / T: 30% aanbetaling, 70% saldo van kopie van vrachtbrief

### Hoe lang duurt het om te produceren?

ETD: binnen 25-35 dagen na bevestiging van de bestelling

### 5. Hoe kunnen we de kwaliteit van de fabriek beheren?

I. Vanaf de goedkeuring van elk materiaal tot het einde van de paraplu hebben we een strikte kwaliteitscontrole. Zie over het algemeen AQL 2.5 // 4.0

B. Monsters worden vóór productie goedgekeurd door leveranciers. Bij elke productiestap voeren we online een strikte kwaliteitscontrole uit.

III. Wanneer het artikel in de doos is verpakt, gebruikt onze kwaliteitscontrole AQL om het product willekeurig te inspecteren en het rapport te verzenden.



**LOTUS UMBRELLA**

Shaoxing Lotus Umbrella Co., Ltd.

Mob./Wechat 0086 13335917698

Fannie Zhao

[Klik hier en ontvang nu onze gratis sample](#)