

korting



Seller Discount
On all products

Time left until promotion ends: 7d 0h 0m

[Shop Now ▶](#)



All details, please check it as coupon.

Gedetailleerde foto's

Op voorraad CE FDA medische digitale voorhoofd contactloze infraroodthermometer

Bereik - Lichaam: 32 °C ~ 42,9 °C, 85,9 °F ~ 109,2 °F

-Object: 0 °C ~ 100 °C, 32 °F ~ 212 °F

Nauwkeurigheid - Lichaam: ± 0,2 °C / ± 0,4 °F

-Object: ± 1,0 °C / ± 1,8 °F

Resolutie: 0,1 °C / °F

Werkconditie: 10 °C ~ 35 °C (50 °F ~ 95 °F) RH ≤ 85%

Opslagconditie: -20 °C ~ 55 °C (-4 °F ~ 131 °F) RH ≤ 93%

Voeding: DC 3V 2st AAA-batterijen

Indicator vermogensniveau: Indicatie voor laag energieniveau (≤ 2,5 V)

Geheugen: automatisch oproepen van 32 geheugens

Display: LCD-scherm met achtergrondverlichting

Afleesschaal: Celsius of Fahrenheit

Automatische uitschakeling: binnen 18 seconden

Meettijd: 0,5 seconden

A cold fever early know A second temperature measurement Care for the baby

Non-contact infrared forehead thermometer

Fast Accurate

Rapid temperature Care for the baby



Can measure the human body, object, indoor temperature

MORE THAN JUST MEASURING TEMPERATURE



Water temperature



Milk temperature



Food temperature



Room temperature

Mercury unexpected harm you

It is very important to choose a good thermometer



The disadvantage of mercury

Measurement accuracy

ACCURATE MEASUREMENT IS THE STANDARD.

Baby thermometer features:

Screen: The large screen reading

Fast: 1 second rapid temperature

Security: Avoid cross infection

Accurate: Precise measurement

Backlight: Three color backlighting at night



Three color backlighting

Child/adult body temperature gun

Normal body temperature
32.0°C~37.5°C

Slight fever
37.6°C~38.5°C

High body temperature
38.6°C~42.9°C



Product features

THE PRODUCT FEATURES



01

Rapid measurement
Accurate error-free


A second rapid temperature measurement
Infrared temperature measurement sensors



02

Chip accurate

Automatic measurement, Accurate measurement



03

Non-contact measurement

Don't need to contact, clean and health, avoid cross infection
and fast measurement to solve the problem baby love moving



04

Human body engineering

Human body engineering design,
strengthen his hand grip handle experience ,
and be convenient to measure



Three color optional

THREE COLOR OPTIONAL



Product parameters

PRODUCT PARAMETERS



Range	Body	32°C~42.9°C, 85.9°F~109.2°F
	Object	0°C~100°C, 32°F~212°F
Accuracy	Body	±0.2°C/±0.4°F
	Object	±1.0°C/±1.8°F
Resolution		0.1°C/F
Working condition		10°C~35°C (50°F~95°F) RH≤85%
Storage condition		-20°C~55°C (-4°F~131°F) RH≤93%
Power supply		D.C. 3V 2pcs AAA Batteries
Power level indicator		Indication for low power level (<2.5V)
Memory		Automatic recall of 32 memories
Display		LCD back-lit display
Reading scale		Celsius or Fahrenheit
Automatic shut off		In 18 seconds
Measuring time		0.5 seconds

Product analysis

PRODUCT ANALYSIS

Product analysis



Accurate probe

Accurate temperature measuring probe,
Measurement accuracy,
Little error



Backlit display

Backlit design, temperature can also clearly see in the night for baby, and grandma and grandpa can see without glasses.



PP material

Environmental protection PP material lets you use the product is safe and assured.



One-click button

One-click boot measurement button



Infrared forehead temperature gun

Care for your family



Verpakking en transport



Veel voorkomende problemen

1. bent u een fabrikant of een handelsonderneming?

Natuurlijk zijn wij een professionele fabrikant met meer dan 19 jaar ervaring.

2. Kan ik gratis monsters leveren? Bemonsteringstijd

Wanneer u voor het eerst meewerkt, brengt u een kleine monsterprijs in rekening om het project te bouwen. Na bevestiging wordt uw bestelling geretourneerd. U kunt binnen 5 dagen monsters sturen.

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

T / T: 30% aanbetaling, 70% saldo van kopie van vrachtbrief

Hoe lang duurt het om te produceren?

ETD: binnen 25-35 dagen na bevestiging van de bestelling

5. Hoe kunnen we de kwaliteit van de fabriek beheren?

I. Vanaf de goedkeuring van elk materiaal tot het einde van de paraplu hebben we een strikte kwaliteitscontrole. Zie over het algemeen AQL 2.5 // 4.0

B. Monsters worden vóór productie goedgekeurd door leveranciers. Bij elke productiestap voeren we online een strikte kwaliteitscontrole uit.

III. Wanneer het artikel in de doos is verpakt, gebruikt onze kwaliteitscontrole AQL om het product willekeurig te inspecteren en het rapport te verzenden.



Shaoxing Lotus Umbrella Co., Ltd.

Mob./Wechat 0086 13335917698

Fannie Zhao

[Klik hier en ontvang nu onze gratis sample](#)