

zniżka



Seller Discount
On all products

Time left until promotion ends: 7d 0h 0m

[Shop Now](#) ▶





10% off

All details, please check it as coupon.

Szczegółowe zdjęcia

Zdrowy producent medyczny bezdotykowy cyfrowy termometr na podczerwień termometry dziecięce na czole

Zakres ciała: 32 °C ~ 42,9 °C, 85,9 °F ~ 109,2 °F

-Obiekt: 0 °C ~ 100 °C, 32 212 ~ 212 °F

Dokładność: Ciało: ± 0,2 °C / ± 0,4 °F

-Obiekt: ± 1,0 °C / ± 1,8 °F

Rozdzielczość: 0,1 °C / °F

Warunki pracy: 10 °C ~ 35 °C (50 °F ~ 95 °F) RH ≤ 85%

Warunki przechowywania: -20 °C ~ 55 °C (-4 °F ~ 131 °F) RH ≤ 93%

Zasilanie: baterie D.C. 3V 2szt AAA

Wskaźnik poziomu mocy: Wskazanie niskiego poziomu mocy (□ 2,5 V)

Pamięć: automatyczne przywołanie 32 pamięci

Wyświetlacz: podświetlany wyświetlacz LCD

Skala odczytu: Celsjusz lub Fahrenheit

Automatyczne wyłączenie: za 18 sekund

Czas pomiaru: 0,5 sekundy

A cold fever early know A second temperature measurement Care for the baby

Non-contact infrared forehead thermometer

Fast Accurate

Rapid temperature Care for the baby



Can measure the human body, object, indoor temperature

MORE THAN JUST MEASURING TEMPERATURE



Water temperature



Milk temperature



Food temperature



Room temperature

/

Mercury unexpected harm you

It is very important to choose a good thermometer



The disadvantage of mercury



Measurement accuracy

ACCURATE MEASUREMENT IS THE STANDARD

Baby thermometer features:

Screen: The large screen reading

Fast: 1 second rapid temperature

Security: Avoid cross infection

Accurate: Precise measurement

Backlight: Three color backlighting at night



Three color backlighting

Child/adult body temperature gun

Normal body temperature
32.0°C~37.5°C

Slight fever
37.6°C~38.5°C

High body temperature
38.6°C~42.9°C



Product features

THE PRODUCT FEATURES



01

Rapid measurement

Accurate error-free

**A second rapid temperature measurement
Infrared temperature measurement sensors**



No need contact

02

Chip accurate

Automatic measurement. Accurate measurement



03

Non-contact measurement

Don't need to contact, clean and health, avoid cross infection and fast measurement to solve the problem baby love moving



04

Human body engineering

Human body engineering design,
strengthen his hand grip handle experience,
and be convenient to measure



Three color optional

THREE COLOR OPTIONAL



Product parameters

PRODUCT PARAMETERS



Range	Body	32°C~42.9°C, 85.9°F~109.2°F
	Object	0°C~100°C, 32°F~212°F
Accuracy	Body	±0.2°C/±0.4°F
	Object	±1.0°C/±1.8°F
Resolution	0.1°C/°F	
Working condition	10°C~35°C (50°F~95°F) RH≤85%	
Storage condition	-20°C~55°C (-4°F~131°F) RH≤93%	
Power supply	D.C. 3V 2pcs AAA Batteries	
Power level indicator	Indication for low power level (<2.5V)	
Memory	Automatic recall of 32 memories	
Display	LCD back-lit display	
Reading scale	Celsius or Fahrenheit	
Automatic shut off	In 18 seconds	
Measuring time	0.5 seconds	

Product analysis

PRODUCT ANALYSIS



Product analysis



Accurate probe

Accurate temperature measuring probe.
Measurement accuracy.
Little error



Backlit display

Backlit design, temperature can also clearly see in the night for baby, and grandma and grandpa can see without glasses.



PP material

Environmental protection PP material lets you use the product is safe and assured.



One-click button

One-click boot measurement button



Infrared forehead temperature gun

Care for your family



Pakowanie i transport



Częste problemy

1. Jesteś producentem lub firmą handlową?

Oczywiście jesteśmy profesjonalnym producentem z ponad 19-letnim doświadczeniem.

2. Czy mogę dostarczyć bezpłatne próbki? Czas próbkowania

Gdy współpracujesz po raz pierwszy, pobierzesz niewielką opłatę próbną za zbudowanie projektu. Twoje zamówienie zostanie zwrócone po potwierdzeniu. Możesz wysłać próbki w ciągu 5 dni.

Jakie są warunki płatności?

T / T: 30% depozytu, 70% salda kopii listu przewozowego

Jak długo trwa produkcja?

ETD: w ciągu 25-35 dni po potwierdzeniu zamówienia

5. Jak możemy zarządzać jakością fabryki?

I. Od zatwierdzenia każdego materiału do końca parasola, mamy ścisłą kontrolę jakości. Ogólnie patrz AQL 2.5 // 4.0

B. Próbki są zatwierdzane przez dostawców przed produkcją. Na każdym etapie produkcji przeprowadzamy ścisłą kontrolę jakości online.

III. Gdy produkt zostanie zapakowany w pudełko, nasza kontrola jakości użyje AQL do losowej kontroli produktu i wysłania raportu.



LOTUS UMBRELLA

Shaoxing Lotus Umbrella Co., Ltd

Mob./Wechat 0086 13335917698

Fannie Zhao

[Kliknij tutaj i pobierz naszą bezpłatną próbkę już teraz](#)