

скидка



Seller Discount
On all products

Time left until promotion ends: 7d 0h 0m

[Shop Now](#) ►





10%off

All details, please check it as coupon.

Подробные фотографии

Здоровый медицинский производитель цифровой лихорадка детское тело лоб инфракрасный бесконтактный термометр

Диапазон -Тело: 32 42 ~ 42,9 °C, 85,9 °F ~ 109,2 °F

-Объект: 0 °C ~ 100 °C, 32 °F ~ 212 °F

Точность -Тело: ± 0,2 °C / ± 0,4 °F

-Объект: ± 1.0 °C / ± 1.8 °F

Разрешение: 0,1 °C / °F

Рабочие условия: 10 °C ~ 35 °C (50 °F ~ 95 °F) RH≤85%

Условия хранения: -20 55 ~ 55 °C (-4 °F ~ 131 °F) RH≤93%

Электропитание: 3 В 2 AAA батареи.

Индикатор уровня мощности: Индикация низкого уровня мощности (□ 2,5 В)

Память: автоматический вызов 32 воспоминаний

Дисплей: ЖК-дисплей с подсветкой

Шкала чтения: по Цельсию или по Фаренгейту

Автоматическое отключение: через 18 секунд

Время измерения: 0,5 секунды

A cold fever early know A second temperature measurement Care for the baby

Non-contact infrared forehead thermometer

Fast Accurate

Rapid temperature Care for the baby



Can measure the human body, object, indoor temperature

MORE THAN JUST MEASURING TEMPERATURE



Water temperature



Milk temperature



Food temperature



Room temperature

/

Mercury unexpected harm you

It is very important to choose a good thermometer



The disadvantage of mercury



Measurement accuracy

ACCURATE MEASUREMENT IS THE STANDARD

Baby thermometer features:

Screen: The large screen reading

Fast: 1 second rapid temperature

Security: Avoid cross infection

Accurate: Precise measurement

Backlight: Three color backlighting at night



Three color backlighting

Child/adult body temperature gun

Normal body temperature
32.0°C~37.5°C

Slight fever
37.6°C~38.5°C

High body temperature
38.6°C~42.9°C



Product features

THE PRODUCT FEATURES



01

Rapid measurement

Accurate error-free

**A second rapid temperature measurement
Infrared temperature measurement sensors**



No need contact

02

Chip accurate

Automatic measurement. Accurate measurement



03

Non-contact measurement

Don't need to contact, clean and health, avoid cross infection and fast measurement to solve the problem baby love moving



04

Human body engineering

Human body engineering design,
strengthen his hand grip handle experience,
and be convenient to measure



Three color optional

THREE COLOR OPTIONAL



Product parameters

PRODUCT PARAMETERS



Range	Body	32°C~42.9°C, 85.9°F~109.2°F
	Object	0°C~100°C, 32°F~212°F
Accuracy	Body	±0.2°C/±0.4°F
	Object	±1.0°C/±1.8°F
Resolution	0.1°C/°F	
Working condition	10°C~35°C (50°F~95°F) RH≤85%	
Storage condition	-20°C~55°C (-4°F~131°F) RH≤93%	
Power supply	D.C. 3V 2pcs AAA Batteries	
Power level indicator	Indication for low power level (<2.5V)	
Memory	Automatic recall of 32 memories	
Display	LCD back-lit display	
Reading scale	Celsius or Fahrenheit	
Automatic shut off	In 18 seconds	
Measuring time	0.5 seconds	

Product analysis

PRODUCT ANALYSIS



Product analysis



Accurate probe

Accurate temperature measuring probe.
Measurement accuracy.
Little error



Backlit display

Backlit design, temperature can also clearly see in the night for baby, and grandma and grandpa can see without glasses.



PP material

Environmental protection PP material lets you use the product is safe and assured.



One-click button

One-click boot measurement button



Infrared forehead temperature gun

Care for your family



Упаковка и транспортировка



Общие проблемы

1. Вы производитель или торговая компания?

Конечно, мы являемся профессиональным производителем с опытом работы более 19 лет.

2. Могу ли я предоставить бесплатные образцы? Время выборки

Когда вы сотрудничаете в первый раз, вы берете небольшую плату за образец для создания проекта. Ваш заказ будет возвращен после подтверждения. Вы можете отправить образцы в течение 5 дней.

Какие условия оплаты?

T / T: 30% депозита, 70% баланса копии коносамента

Сколько времени это займет, чтобы произвести?

ETD: в течение 25-35 дней после подтверждения заказа

5. Как мы можем управлять качеством фабрики?

I. От утверждения каждого материала до конца зонта, у нас есть строгий контроль качества. Как правило, см. AQL 2.5 // 4.0

Б. Образцы утверждаются поставщиками до производства. Мы осуществляем строгий контроль качества онлайн на каждом этапе производства.

III. Когда товар упакован в коробку, наш контроль качества будет использовать AQL для случайной проверки товара и отправки отчета.



LOTUS UMBRELLA

Shaoxing Lotus Umbrella Co., Ltd

Mob./Wechat 0086 13335917698

Фанни Чжао

[Нажмите здесь и получите наш бесплатный образец
сейчас](#)